



CONTROLE DE QUALIDADE SEMANAL DE TOMOGRAFIA

Página 1 de 4

REL Nº:CMM140

01 CONTRATANTE

Razão Social: Medical Center Image Radiologia Ltda
CNPJ: 18.514.920/0001-93
Nome Fantasia: MCI IMAGEM
Endereço: Rua Samuel Heusi, 178 Sala Térrea, Centro, Itajaí - SC, CEP:88301-320

DATA: 2020-08-26 12:35:24

02| EQUIPAMENTO AVALIADO

Procedimento Avalia	ado: Controle Semana	Sala	: Tomografia	
Equipamento	MARCA	MODELO	Nº SÉRIE	PATRIMÔMIO
Equipamento	TOSHIBA	ALEXION	4AA13Z2034	

03| PADRÕES UTILIZADOS

Os ensaios foram realizados com os simuladores fornecidos pelo fabricante do aparelho de tomografia.

04| METODOLOGIA

Os ensaios foram realizados baseando-se no procedimento de ensaio interno Nº PE-001 Revisão 001.

OBSERVAÇÃO:

A incerteza expandida de medição relatada e declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k=2, o qual para uma distribuição t com graus de liberdades efetivas (veff = infinito), corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

Este relatório só deve ser reproduzido por completo. A reprodução em partes só é permitida mediante autorização por escrito da Safety Soluções em Radioproteção. Os resultados apresentados neste relatório de ensaio referem-se exclusivamente aos corpos de prova (equipamentos) avaliados, nas condições especificadas. Este relatório atende os requisitos estabelecidos pela norma NBR ISO/IEC 17025.





+55 (48) 3181-0368



contato@safetyrad.com.br | www.safetyrad.com.br







CONTROLE DE QUALIDADE SEMANAL DE TOMOGRAFIA

Página 2 de 4

REL Nº:CMM140

A | RUIDO E EXATIDÃO DO Nº DE CT

Periodicidade: Teste de aceitação, semanal ou após reparos.

Tolerância Exatidão: Uniformidade do nº de CT Teste de aceitação, semanal ou após reparos. Desvio ≤ 5UH >10UH -

Tolerância Ruído: ≤ 15% do valor de referência. > 20%

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 6.

Corte na água

Protocolo	Área (mm²)	Posição	Nº de CT	Desvio Padrão	Uniformidade N° CT	Ruído	Resultado Ruído	Resultado da Uniformidade do Nº CT	
	1285.60	12h	-2.60	18.70	-0.40	2.02			
	1285.60	3h	-3.60	20.50	-1.40		2.02 Conforme		
CRÂNIO	1285.60	Central	-2.20	20.20	0.00			Conforme	
	1285.60	6h	-4.40	19.90	-2.20				
	1285.60	9h	-3.20	19.50	-1.00				

Protocolo	Área (mm²)	Posição	Nº de CT	Desvio Padrão	Uniformidade N° CT	Ruído	Resultado Ruído	Resultado da Uniformidade do Nº CT
	1442.10	12h	-3.40	17.90	17.90 0.00			
	1442.10 3h -3.90	19.30	-0.50					
ABDÔMEN	1442.10	Central	-3.40	18.80	0.00	1.88	8 Conforme	Conforme
	1442.10	6h	-5.50	18.50	-2.10			
	1442.10	9h	-4.10	17.80	-0.70			





+55 (48) 3181-0368



contato@safetyrad.com.br | www.safetyrad.com.br







CONTROLE DE QUALIDADE SEMANAL DE TOMOGRAFIA

Página 3 de 4

REL Nº:CMM140

Corte no ar

Protocolo	Área (mm²)	Posição	Nº de CT	Desvio Padrão	Uniformidade N° CT	Ruído	Resultado Ruído	Resultado da Uniformidade do Nº CT			
	1285.60	12h	-1002.00	1.20	0.70						
	1285.60) 3h -1002.50 1.30 0.20									
CRÂNIO	1285.60	Central	-1002.70	1.50	0.00	0.15	Conforme	Conforme			
	1285.60	6h	-1002.80	1.40	-0.10						
	1285.60	9h	-1002.30	1.30	2005.00						

Protocolo	Área (mm²)	Posição	Nº de CT	Desvio Padrão	Uniformidade N° CT	Ruído	Resultado Ruído	Resultado da Uniformidade do Nº CT
	1442.10	12h	-1002.60	1.20	20 0.80	0.11 Conforme		
	1442.10	3h	-1003.20	1.20	0.20			
ABDÔMEN	1442.10	Central	-1003.40	1.10	0.00		Conforme	Conforme
	1442.10	6h	-1003.60	1.30	-0.20			
	1442.10	9h	-1003.00	1.10	0.40			

B | VALOR INDICADO DO Nº DE CT (FABRICANTE)

Periodicidade: Teste de aceitação, semanal ou após reparos.

Tolerância: LINHA DE BASE

Protocolo	Material	Material N° de CT N Referência I		Desvio Padrão	Resultado Padrão Fabricante
	Ar	-975 a -1015	-992.30	7.20	Conforme
	Delrin	330 a 350	332.60	8.30	Conforme
PHANTOM	Acrílico	120 a 140	127.30	7.80	Conforme
	Nylon	90 a 110	93.10	8.60	Conforme
	Polipropileno	-95 a -115	-109.00	7.70	Conforme





+55 (48) 3181-0368



contato@safetyrad.com.br | www.safetyrad.com.br







CONTROLE DE QUALIDADE SEMANAL DE TOMOGRAFIA

REL Nº:CMM140

Página 4 de 4

C | PARECER TÉCNICO

Segundo a Resolução Normativa N° 002/DIVS/SES (ERRATA Publicada no DOE/SC N° 20.654 de 13/11/2017) e RDC 330 ANVISA de 20 de dezembro de 2019 todos os testes realizados apresentaram conformidade. Sendo assim o equipamento avaliado pode operar com legitima observação e cuidados no que se refere a radioproteção.

OBSERVAÇÕES:

- 1) A validade do relatório é de 1 semana;
- 2) O Responsável deve manter o relatório arquivado e a disposição da autoridade sanitária local;

Renato Dantônio Paciência Físico Biomolecular Especialista em Física Médica Supervisor em Radioproteção CNEN MN 0351











