

DATA ENSAIO: 10/03/2021 DATA EMISSÃO: 10/03/2021

### 01| CONTRATANTE

Razão Social:	ASSOCIACAO FRANCO BRASILEIRA	CNPJ:	33.543.356/0020-93
Nome Fantasia:	HOSPITAL MAICE		
Endereço:	Rua Bolívia nº 54, Reunidas - Caçador/SC	- CEP: 89500-00	01

## 02| EQUIPAMENTO AVALIADO

Procedimento Avaliado:	Controle de	e Qualidade	Sala:	Sala 01
Fauinamento	MARCA	MODELO	Nº SÉI	RIE PATRIMÔNIO
Equipamento:	SIEMENS	ARTIS ONE	8235	0 -

## 03| PADRÕES UTILIZADOS

Analisador:	X2 Base Unit	X2 Base Unit									
	MARCA	MODELO	Nº SÉRIE								
	RaySafe	8251010-6	228517								
Sensor Externo:	X2 R/F Sensor										
	MARCA	MODELO	Nº SÉRIE								
	RaySafe	8251010-6	231609								
	Rastreabilidade:	LABPROSAUD-C160-18, LABPROSAUD-C161-18									

### 04| METODOLOGIA

Os ensaios foram realizados baseando-se no procedimento de ensaio interno Nº PE-001 Revisão 001.

#### OBSERVAÇÃO:


A incerteza expandida de medição relatada e declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k =2, o qual para uma distribuição t com graus de liberdade efetivos (veff = infinito), corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

Este relatório só deve ser reproduzido por completo. A reprodução em partes só é permitida mediante autorização por escrito da Safety Soluções em Radioproteção. Os resultados apresentados neste relatório de ensaio referem-se exclusivamente aos corpos de prova (equipamentos) avaliados, nas condições especificadas. Este relatório atente os requisitos estabelecidos pela norma NBR ISO/IEC 17025.











2021310/161141

## RELATÓRIO DE ENSAIO DESEMPENHO / CONSTÂNCIA RADIODIAGNÓSTICO INTERVENCIONISTA

DATA ENSAIO: 10/03/2021 DATA EMISSÃO: 10/03/2021

## A | ABSORÇÃO PRODUZIDA PELA MESA OU PORTA CHASSI

Periodicidade: Teste de aceitação ou após reparos.

Tolerância: ≤ 1,2 mmAl à 100 kVp. Nível de Suspensão: > 1,5 mmAl à 100 kVp.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.

Resultado: Teste de Aceitação.

## B I MÍNIMA DISTÂNCIA FOCO-PELE

Periodicidade: teste de aceitação e após manutenções

Tolerância: ≥ 38 cm p/ equipamentos fixos e ≥ 30 cm p equipamentos móveis.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.

Valor Medido (cm): 40

Resultado: Conforme

\*C = Conforme, NC = Não Conforme

## C I SAIOTE PLUMBÍFERO

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: atenuação ≥ 0,5 mmPb à 100 kV. Nível de Suspensão: < 0,25 mmPb à 100 kV.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.

Atenuação Saiote (mmPb): 0.5

Resultado: Conforme

\*C = Conforme, NC = Não Conforme

## D | SINAL SONORO NO MODO "ALTO NÍVEL"

Periodicidade: Teste de aceitação, anual e após manutenções. Tolerância: Existência de sinal sonoro no modo "alto nível". Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015. Tabela 5.

Resultado: Conforme

\*C = Conforme, NC = Não Conforme






+55 (48) 3181-0368



contato@safetyrad.com.br | www.safetyrad.com.br





DATA ENSAIO: 10/03/2021 DATA EMISSÃO: 10/03/2021

## E | MÁXIMA TAXA DE KERMA NO AR

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.


Tolerância: ≤ 50 mGy/min.

Nível de Suspensão: ≥ 100 mGy/min.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.

Isocent	ro [cm]	109	Altura da	Mesa [cm]	76	SID [cm]	100	DFP [cm]	40	
Técnica			Fluoroscopi	a		Filtrad	ão Nomina	ıl [mmAl]	mmAl	
	VALORES I				DRES MEDI	DOS				
Campo [cm]	Modo	Tensão [kVp]	Corrente [mA]	Taxa de Kerma [mGy/min]	k	U95	Resultado			
	FL -	74,2	67	1,753	2	1,8				
39	FL	78,8	34,9	7,416	2	1,8	Conforme			
	FL+	68,4	118,2	27,460	2	1,8	1			
	FL -	74,2	96	2,633	2	1,8				
32	FL	78,8	53,4	9,661	2	1,8		Conforme		
	FL+	68,4	195,9	45,130	2	1,8				
	FL -	74,2	121,5	3,670	2	1,8				
25	FL	78,8	77,7	13,210	2	1,8		Conforme		
	FL+	69,8	238,3	58,800	2	1,8				
	FL -	76,8	123,2	8,605	2	1,8				
20	FL	78,8	103,2	28,270	2	1,8		Conforme		
	FL+	76,4	234,3	89,640	2	1,8				
	FL -	76,8	193,7	13,320	2	1,8				
16	FL	78,8	161,6	39,280	2	1,8	Conforme			
	FL+	82,1	223,9	97,960	2	1,8				









2021310/161141

## RELATÓRIO DE ENSAIO DESEMPENHO / CONSTÂNCIA RADIODIAGNÓSTICO INTERVENCIONISTA

DATA ENSAIO: 10/03/2021 DATA EMISSÃO: 10/03/2021

## F | EXATIDÃO E REPRODUTIBILIDADE

#### F.1 | EXATIDÃO DO INDICADOR DA TENSÃO DO TUBO

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 10%. Nível de Suspensão: > 20%

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.

Foco (l	FF/FG)	ún	ico					Dista	ância Foco D	etector [cn	n]		60					
	Valo	res Selecion	ados	-					Valores Medid	los								
	Técnica	Campo [cm]	Tensão [kVp]	Corrente [mA]	Taxa de Kerma [mGy/min]	k	U95	Tempo [s]	k	U95	Tensão [kVp]	k	U95					
					0,58			9,308			53,00							
	53		52.4	15,2	0,56	2,00	1,80	7,008	2,05	2,24	53,00	2,00	1,60					
₫			33,4	10,2	0,57		1,00	7,308	2,00		53,00		1,00					
00				0,57			7,208			53,20								
SOS	Normal	<b>15</b> 78.8	<b>15</b> 78,8							8,99			5,604			79,00		
900	Normal			52,2	9,22	2,01	1,88	5,404	2,02	2,06	78,10	2,00	1,64					
료	INOTITIAL	10		02,2	9,21	1,00	3,904	2,02	2,00	78,50	2,00	1,04						
					10,20			4,804			78,50							
					84,90			6,506			89,80							
			89,5	237,5	85,31	2,23	2,82	3,205	2,25	3,09	90,40	2,00	1,64					
			03,0	201,0	88,57	2,20	2,02	2,205	2,20	0,03	90,20	2,00	1,01					
					84,92			2,505			90,70							
	Tensão																	
	Exatidão (%)										0,87							
				R	esultado (	C/NC)						Conform	e					

## G | CAMADA SEMI-REDUTORA (CSR)

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.


Tolerância: Tabela A da Resolução Normativa 002/DIVS/SES de18/05/2015.

Nível de Suspensão: 20% menor que os valores da tabela A. Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 5.


	VALORES	NOMINAIS			VALORE	S MEDIDOS				
GERADOR	Tensão	Corrente	Tensão	Tempo	Dose	Semi		Incerteza		
	[kV]	[mA]	[kV]	[ms]	[mGy]	[mmAl]	К	[U95]		
-	80,0	15,2	80,5	80,5 3,4 2,265 5,42 2,0						
RESULTADO [C/NC] C										

<sup>\*</sup>C = Conforme, NC = Não Conforme











2021310/161141

DATA ENSAIO: 10/03/2021 DATA EMISSÃO: 10/03/2021

# H | REPRODUTIBILIDADE DO CONTROLE AUTOMÁTICO DE INTENSIDADE

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 10%. Nível de Suspensão: > 20%

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 5.

Distânc Dete		60							
Val	ores Nomin	ais			Valores Medid	sot			
Tensão [kVp]	m A s		Cu[mm]	Tensão [kVp]	Tempo (ms)	Taxa de Dose (uGy/min)			
78,4	15,8	-	1	-	3,542	131,8			
78,8	59,5	-	2	-	3,172	123,4			
78,4	15,8	-	1	-	2,981	126,8			
78,8	59,5	-	2	-	2,819	124,0			
78,4	15,8	-	1	-	3,011	126,9			
78,8	59,5	-	2	-	3,121	123,0			
	Reprodutibilidade (%):								
	Resultado Reprodutibilidade (C/NC):								

<sup>\*</sup>C = Conforme, NC = Não Conforme

## II DOSE E TEMPO

#### I.1 | EXATIDÃO DO INDICADOR DE PRODUTO KERMA X ÁREA (Pka)

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 20%.

Nível de Suspensão: > 40%.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.

#### I.2 | EXATIDÃO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 10%. Nível de Suspensão: > 20%

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.

#### 1.3 | VALORES DE TAXA DE DOSE NOS MODOS BAIXO, NORMAL E ALTO


Periodicidade: teste de aceitação, anual ou após reparos. Tolerância: Taxa Kerma baixo / Taxa Kerma normal ≤ 0,5.

Nível de suspensão: Taxa Kerma baixo / Taxa Kerma normal >1,0. Resolução Normativa N°002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.











2021310/161141


DATA ENSAIO: 10/03/2021 DATA EMISSÃO: 10/03/2021

Técnica:		Fluoro	scopia		Modo:	FL C	ARD	Campo:		39,0	
SID (cm):	10	0,0	ISOCENT	R0 (cm):	10	9,0	Altura da	mesa(cm)		94,0	
	,	Valores I	ndicados	}		Valores Medidos					
Taxa de Kerma [mGy/min]	Kerma [mGy]	PKA [μGy*m²]	Tensão [kVp]	Corrente [mA]	Tempo [ms]	Tensão (kVp)	Tempo [ms]	Taxa de Kerma [mGy/min]	Kerma [mGy]	Área do campo [m²]	PKA [µGy*m²]
3,80	1,00	20,88	81	17,1	12000	80,00	12410	3,57	0,71	0,02890	20,63
3,80	1,00	21,09	81	17,1	12000	80,10	12510	3,57	0,72	0,02890	20,85
3,80	1,00	21,07	81	17,1	12000	80,30	12410	3,60	0,72	0,02890	20,76
3,80	1,00	20,78	81	17,1	12000	80,00	12410	3,57	0,71	0,02890	20,63
		Resul	tados			Tensão (kVp)	Tempo (ms)	Taxa de Kerma (µGy/min)	Kerma (mGy)	Área do campo (m²)	PKA (μGy+m²)
	Desvi	o Máximo	da Exatidã	ăo (%):		1,11	-3,63	5,80	28,32	-	1,14
		Resultad	o (C/NC):			Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	-	Conforme


Técnica:		Fluoro	scopia		Modo:	FL C	ARD	Campo:		32,0		
SID (cm):	10	0,0	ISOCENT	TRO (cm):	10	109,0 Altura da mesa(cm)				94,0		
	,	Valores I	ndicados	}		Valores Medidos						
Taxa de Kerma [mGy/min]	Kerma [mGy]	PKA [µGy*m²]	Tensão [kVp]	Corrente [mA]	Tempo [ms]	Tensão (kVp)	Tempo [ms]	Taxa de Kerma [mGy/min]	Kerma [mGy]	Área do campo [m²]	PKA [µGy*m²]	
5,80	1,00	21,59	81	30	12000	80,60	12610	5,29	1,08	0,01823	19,61	
5,80	1,00	21,34	81	30	12000	80,30	12410	5,36	1,07	0,01823	19,41	
5,80	1,00	21,19	81	30	12000	80,50	12310	4,83	1,06	0,01823	19,25	
5,80	1,00	21,42	81	30	12000	80,60	12610	5,29	1,08	0,01823	19,61	
		Resul	tados			Tensão (kVp)	Tempo (ms)	Taxa de Kerma (µGy/min)	Kerma (mGy)	Área do campo (m²)	PKA (μGy*m²)	
	Desvi	o Máximo	da Exatida	ăо (%):		0,62	-4,04	10,45	-6,82	-	8,96	
		Resultad	o (C/NC):			Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	-	Conforme	

<b>T</b> ( )		Писк				FL O	ADD	0		٥٢٥	
Técnica:		Fluoro	scopia		Modo:	FL C	ARD	Campo:		25,0	
SID (cm):	10	0,0	ISOCENT	R0 (cm):	109,0 Altura da m			mesa(cm)		94,0	
	,	Valores I	ndicados			Valores Medidos					
Taxa de Kerma [mGy/min]	Kerma PKA Tensao Corrente Tempo				Tensão (kVp)	Tempo [ms]	Taxa de Kerma [mGy/min]	Kerma [mGy]	Área do campo [m²]	PKA [µGy*m²]	
8,70	2,00	20,16	81	49,5	12000	80,60	12410	8,13	1,61	0,01103	17,74
8,70	2,00	20,25	81	49,5	12000	80,60	12410	8,17	1,61	0,01103	17,79
8,70	2,00	20,03	81	49,5	12000	80,60	12310	7,36	1,60	0,01103	17,63
8,70	2,00	20,11	81	49,5	12000	80,60	12410	8,13	1,61	0,01103	17,74
		Resul	tados			Tensão (kVp)	Tempo (ms)	Taxa de Kerma (µGy/min)	Kerma (mGy)	Área do campo (m²)	PKA (µGy+m²)
	Desvi	o Máximo	da Exatidã	ăo (%):		0,49	-3,21	8,68	19,61	-	11,98
	<u> </u>	Resultad	o (C/NC):			Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	-	Conforme





(x) contato@safetyrad.com.br | www.safetyrad.com.br





2021310/161141

DATA ENSAIO: 10/03/2021 DATA EMISSÃO: 10/03/2021

Técnica:		Fluoro	scopia		Modo:	FL C	ARD	Campo:		20,0	
SID (cm):	10	0,0	ISOCENT	R0 (cm):	10	109,0 Altura da mes			94,0		
	,	Valores I	ndicados	,		Valores Medidos					
Taxa de Kerma [mGy/min]	Kerma [mGy]	PKA [μGy*m²]	Tensão [kVp]	Corrente [mA]	Tempo [ms]	Tensão (kVp)	Tempo [ms]	Taxa de Kerma [mGy/min]	Kerma [mGy]	Área do campo [m²]	PKA [µGy∗m²]
12,30	3,00	18,74	81	73	12000	mGy	12610	11,52	2,31	0,007225	16,68
12,30	3,00	18,35	81	73	12000	81,00	12410	11,49	2,26	0,007225	16,34
12,30	3,00	18,46	81	73	12000	80,50	12410	11,48	2,27	0,007225	16,36
12,30	3,00	18,72	81	73	12000	81,30	12610	11,52	2,31	0,007225	16,68
		Resul	tados			Tensão (kVp)	Tempo (ms)	Taxa de Kerma (µGy/min)	Kerma (mGy)	Área do campo (m²)	PKA (μGy*m²)
	Desvi	o Máximo	da Exatidã	ăo (%):	·	0,08	-4,25	6,48	23,80	-	11,05
		Resultad	o (C/NC):			Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	-	Conforme

Técnica:		Fluoro	scopia		Modo:	FL C	ARD	Campo:		16,0		
SID (cm):	10	0,0	ISOCENT	R0 (cm):	10	09,0 Altura da mesa(cm)				94,0		
	,	Valores I	ndicados			Valores Medidos						
Taxa de Kerma [mGy/min]	Kerma [mGy]	PKA [μGy*m²]	Tensão [kVp]	Corrente [mA]	Tempo [ms]	Tensão (kVp)	Tempo [ms]	Taxa de Kerma [mGy/min]	Kerma [mGy]	Área do campo [m²]	PKA [μGy*m²]	
22,10	4,00	19,93	81,00	97,2	12000	80,90	12710	20,17	4,06	0,004225	17,16	
22,10	4,00	19,61	81,00	97,2	12000	81,00	12510	20,16	3,99	0,004225	16,85	
22,10	4,00	17,52	81,00	97,2	12000	78,70	12610	17,97	3,58	0,004225	15,13	
22,10	4,00	19,62	81,00	97,2	12000	80,90	12710	20,17	4,06	0,004225	17,16	
	Resultados						Tempo (ms)	Taxa de Kerma (µGy/min)	Kerma (mGy)	Área do campo (m²)	PKA (µGy*m²)	
	Desvio Máximo da Exatidão (%):						-5,29	11,23	1,91	-	13,53	
		Resultad	o (C/NC):			Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	-	Conforme	

Técnica:	Fluoroscopia			Modo:	FL C	ARD	Campo:		11,0		
SID (cm):	100,0 ISOCENTRO (cm):			10	9,0 Altura da		a mesa(cm)		94,0		
	Valores Indicados						Valores Medidos				
Taxa de Kerma [mGy/min]	Kerma [mGy]	PKA [µGy*m²]	Tensão [kVp]	Corrente [mA]	Tempo [ms]	Tensão (kVp)	Tempo [ms]	Taxa de Kerma [mGy/min]	Kerma [mGy]	Área do campo [m²]	PKA [µGy*m²]
47,10	10,00	19,96	81	199	12000	81,20	12510	41,43	8,66	0,002100	18,19
47,10	10,00	19,77	81	199	12000	81,00	12410	41,15	8,53	0,002100	17,90
47,10	10,00	20,22	81	199	12000	81,20	12510	41,75	8,71	0,002100	18,30
47,10	10,00	19,72	81	199	12000	81,20	12510	41,43	8,66	0,002100	18,19
Resultados						Tensão (kVp)	Tempo (ms)	Taxa de Kerma (µGy/min)	Kerma (mGy)	Área do campo (m²)	PKA (μGy*m²)
Desvio Máximo da Exatidão (%):						-0,19	-4,04	12,02	13,60	-	8,90
	Resultado (C/NC):					Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	-	Conforme





(x) contato@safetyrad.com.br | www.safetyrad.com.br





2021310/161141

DATA ENSAIO: 10/03/2021 DATA EMISSÃO: 10/03/2021

## KĮ RESOLUÇÃO ESPACIAL

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: > 1,0 pl/mm para campos > 25 cm e > 1,2 para campos ≤ 25cm.

Nível de Suspensão: < 0,6 pl/mm para campos >25 cm e < 0,8 pl/mm para campos ≤ 25 cm.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 5.

Valores medidos: indicar a ferramenta utilizada e o resultado numérico encontrado.

SID	102	DI	FF			60					
Técnica						Fluoroscopia					
	Campo [cm]		Campo [cm]			Campo [cm]			Campo [cm]		
	39			32 25			20				
MODO	pl/mm	kVp / mA	MODO	pl/mm	kVp / mA	MODO	pl/mm	kVp / mA	MODO	pl/mm	kVp / mA
FL -	1,6	57,9 / 15,7	FL -	2,2	58,7 / 15,7	FL -	2,5	59,6 / 15,7	FL -	2,5	61.9 / 15,8
FL	2	49,2 / 15,3	FL	2,2	49,8 / 15,4	FL	2,5	50,4 / 15,4	FL	2,8	53,2 / 15,5
FL +	1,8	51,2 / 15,2	FL+	2,2	51,9 / 15,4	FL+	2,5	53 / 15,2	FL+	2,8	56,2 / 15,5
Resultado:	Conf	orme	Resultado:	Conf	orme	Resultado:	Cor	nforme	Resultado:	Cont	forme

SID	102	DI	<b>FF</b> 60				
Técnica			Fluoroscopia				
	Campo [cm]		Campo [cm]				
	16		11				
MODO	pl/mm	kVp / mA	MODO	pl/mm	kVp / mA		
FL -	2,8	64,9 / 15,8	FL -	3,1	65,7 / 15,7		
FL	3,1	57,8 / 15,7	FL	3,4	61,4 / 15,5		
FL +	3,1	61,1 / 15,5	FL +	3,4	64,9 / 15,5		
Resultado:	Conf	orme	Resultado:	Conf	orme		

## LI RESOLUÇÃO ESPACIAL DE BAIXO CONTRASTE

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: < 4% pl/mm para campos > 25 cm e < 3 % para campos ≤ 25cm.

Nível de Suspensão: < 6% pl/mm para campos >25 cm e < 5% pl/mm para campos ≤ 25 cm.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 5.

SID	102	DI	F			60					
Técnica						Fluoroscopia					
	Campo Campo [cm] [cm]				Campo [cm]			Campo [cm]			
	39			32		25		20			
MODO	Discos	kVp / mA	MODO	Discos	kVp / mA	MODO	Discos	kVp / mA	MODO	Discos	kVp / mA
FL-	4 de 2%	66,6 / 15,7	FL -	4 de 2%	60,5 / 15,4	FL -	4 de 2%	61,8 / 15,5	FL -	4 de 2%	64,3 / 15,7
FL	4 de 2%	59,9 / 15,5	FL	4 de 2%	52,5 / 15,4	FL	4 de 2%	54 / 15,3	FL	4 de 2%	56,9 / 14,7
FL+	4 de 2%	63,2 / 15,4	FL+	4 de 2%	55 / 15,2	FL+	4 de 2%	56,8 / 15,3	FL+	4 de 2%	59,9 / 15,5
Resultado:	Conf	orme	Resultado:	Conf	orme	Resultado:	Coi	nforme	Resultado:	Conf	orme







R. Soldado Abelardo Mendonça Sobrinho, 211, Sala 02, Carvalho, Itajai, SC, CEP 88307-620



2021310/161141

DATA ENSAIO: 10/03/2021 DATA EMISSÃO: 10/03/2021

SID	102	DI	<b>FF</b> 60				
Técnica			Fluoroscopia				
	Campo [cm]		Campo [cm]				
	16		11				
MODO	Discos	kVp / mA	MODO	Discos	kVp / mA		
FL -	4 de 2%	66,6 / 15,7	FL -	4 de 2%	70,2 / 15,7		
FL	4 de 2%	59,9 / 15,5	FL	4 de 2%	63,4 / 15,5		
FL+	4 de 2%	63,2 / 15,4	FL+	4 de 2%	67,1 / 15,5		
Resultado:	Conf	orme	Resultado:	Conforme			

### MI ALINHAMENTO DO EIXO CENTRAL DO FEIXE DE RAIOS X

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 1,5°. Nível de Suspensão: ≥ 3°.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 5.

Desvio: 0,0 Resultado: Conforme

## NI EXATIDÃO DO SISTEMA DE COLIMAÇÃO

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: 0,85≤campo medido/campo indicado>1,0. Nível de Suspensão: > 1,2.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 5.

Colimação nominal [cm]	Colimação medida [cm]	Razão		
39,00	38,00	0,97		
32,00	31,50	0,98		
25,00	24,50	0,98		
20,00	19,00	0,95		
16,00	15,00	0,94		
11,00	10,50	0,95		
Non	ninal:	39,00		
Mé	dia:	38,00		
	Colimação	Limitação do campo		
Razão Máxima:	0,98	1,00		
Resultado:	Conforme	Conforme		

## O| Qualidade da imagem

Periodicidade: Teste de aceitação, semanal e após reparos.


Tolerância: Item 39(e).

Nível de Suspensão: Item 39(e).


Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 4.

Não Aplicável, teste realizado semanalmente pelo serviço.













DATA ENSAIO: 10/03/2021 DATA EMISSÃO: 10/03/2021


## PI PARECER TÉCNICO

Segundo a Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES (ERRATA Publicada no DOE/SC Nº 20.654 de 13/11/2017) e RDC 330 ANVISA de 20 de dezembro de 2019 (INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 53, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019 - ANVISA), todos os testes realizados apresentaram conformidade. O equipamento está adequado sob o ponto de vista de proteção radiológica.

#### OBSERVAÇÕES:

- 1) A validade do relatório é de 1 ano.
- 2) O Responsável deve manter o relatório arquivado e a disposição da autoridade sanitária local.

## QI GRÁFICOS



O gráfico apresentou resposta positiva e de acordo com o comportamento esperado, característico de um equipamento Alta Frequência.

## RI FOTOS











+55 (48) 3181-0368



contato@safetyrad.com.br | www.safetyrad.com.br








DATA ENSAIO: 10/03/2021 DATA EMISSÃO: 10/03/2021







RENATO D. PACIÊNCIA ESPECIALISTA EM FÍSICA DO RADIODIAGNÓSTICO

+55 (48) 3181-0368



(x) contato@safetyrad.com.br | www.safetyrad.com.br

