

DATA ENSAIO: 04/08/2020 DATA EMISSÃO: 04/08/2020

#### 01| CONTRATANTE

Razão Social:	HOSPITAL ARQUIDIOCESANO CONSUL CARLOS REUNAX   CNPJ:   82.986.985/0001-30
Nome Fantasia:	HOSPITAL AZAMBUJA
Endereço:	Rua Azambuja nº 1089, Azambuja - Brusque/SC - CEP: 88353-902

### 02| EQUIPAMENTO AVALIADO

Procedimento Avaliado:	Controle de	e Qualidade	Sala:	Centro Cirurgico		
Fauinamento	MARCA	MODELO	Nº S	ÉRIE	PATRIMÔNIO	
Equipamento:	Ziehm Imaging	Ziehm Vision	910	153	AC 01	

### 03| PADRÕES UTILIZADOS

Analisador:	X2 Base Unit		
	MARCA	MODELO	Nº SÉRIE
	RaySafe	8251010-6	228517
Sensor Externo:	X2 R/F Sensor		
	MARCA	MODELO	Nº SÉRIE
	RaySafe	8251010-6	231609
	Rastreabilidade:	LABPROSAUD-C160-18, LABPROSAUD-C161-18	

#### 04| METODOLOGIA


Os ensaios foram realizados baseando-se no procedimento de ensaio interno Nº PE-001 Revisão 001.

#### OBSERVAÇÃO:

A incerteza expandida de medição relatada e declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k =2, o qual para uma distribuição t com graus de liberdade efetivos (veff = infinito), corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

Este relatório só deve ser reproduzido por completo. A reprodução em partes só é permitida mediante autorização por escrito da Safety Soluções em Radioproteção. Os resultados apresentados neste relatório de ensaio referem-se exclusivamente aos corpos de prova (equipamentos) avaliados, nas condições especificadas. Este relatório atente os requisitos estabelecidos pela norma NBR ISO/IEC 17025.









DATA ENSAIO: 04/08/2020 DATA EMISSÃO: 04/08/2020

## A | ABSORÇÃO PRODUZIDA PELA MESA OU PORTA CHASSI

Periodicidade: Teste de aceitação ou após reparos.

Tolerância: ≤ 1,2 mmAl à 100 kVp. Nível de Suspensão: > 1,5 mmAl à 100 kVp.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.

Não Aplicável;

## B I MÍNIMA DISTÂNCIA FOCO-PELE

Periodicidade: teste de aceitação e após manutenções Tolerância: ≥ 38 cm p/ equipamentos fixos e ≥ 30 cm p equipamentos móveis. Resolução Normativa N°002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.

Valor Medido (cm): ≥ 30 cm Resultado: Conforme

## C | SAIOTE PLUMBÍFERO

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.
Tolerância: atenuação ≥ 0,5 mmPb à 100 kV. Nível de Suspensão: < 0,25 mmPb à 100 kV. Resolução Normativa N°002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.

Atenuação Saiote (mmPb):

Resultado: Não Possui

### D | SINAL SONORO NO MODO "ALTO NÍVEL"


Periodicidade: Teste de aceitação, anual e após manutenções. Tolerância: Existência de sinal sonoro no modo "alto nível". Resolução Normativa N°002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.

Resultado: Não Possui











DATA ENSAIO: 04/08/2020 DATA EMISSÃO: 04/08/2020

# E I MÁXIMA TAXA DE KERMA NO AR

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 50 mGy/min.

Nível de Suspensão: ≥ 100 mGy/min.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.

Isocen	tro [cm]	-	Altura da	Mesa [cm]	-	SID [cm]	100	DFP [cm]	65	
Técnica		[	-luoroscopi	а		Filtra	ção Nomina	ıl [mmAl]	mmAl	
	VALORES	NOMINAIS		VAL	DRES MEDI	DOS				
Campo [cm]	Modo	Tensão [kVp]	Corrente [mA]	Taxa de Kerma [mGy/min]	k	U95	Resultado			
	BAIXO	78	0,9	2,996	2	1,8				
13	NORMAL	66	8,3	14,150	2	1,8		Conforme		
	CINE	74	13,9	7,981	2	1,8				
	BAIXO	68	0,5	1,134	2	1,8				
17	NORMAL	59	6,9	2,804	2	1,8		Conforme		
	CINE	67	14,9	6,438	2	1,8	1			
	BAIXO	61	0,4	0,603	2	1,8	Conforme			
23	NORMAL	53	5,7	1,549	2	1,8				
	CINE	56	13,8	3,426	2	1,8				


## F | EXATIDÃO E REPRODUTIBILIDADE

#### F.1 | EXATIDÃO DO INDICADOR DA TENSÃO DO TUBO

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 10%. Nível de Suspensão: > 20%

Resolução Normativa N°002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.





+55 (48) 3181-0368



contato@safetyrad.com.br | www.safetyrad.com.br






202084/141128

DATA ENSAIO: 04/08/2020 DATA EMISSÃO: 04/08/2020


Foco (I	FF/FG)	ÚN	ICO					Di	istância Foco D	etector [cm]			65	
	Valo	res Seleciona	ados						Valores Med	idos				
	Técnica	Campo [cm]	Tensão [kVp]	Corrente [mA]	Taxa de Kerma [mGy/min]	k	U95	Tempo [s]	k	U95	Tensão [kVp]	k	U95	
					1,091			4,728			58,6			
			60,0	2,0	1,092	2,0	1,8	4,194	2,0	2,0	58,7	2,0	1,6	
∢			00,0	2,0	1,092	2,0	1,0	3,760	2,0	2,0	58,8	2,0	1,0	
OPI,					1,091			3,828			58,8			
080	Normal 23		<b>23</b> 75,0		1,071			2,797			72,7			
JOR	Normal	23		75.0	3,0	1,076	2,0	1,8	4,030	2,0	2,1	73,1	2,0	1,6
17	Homai	20		0,0	1,076	2,0	.,,0	5,064		2,1	73,5	2,10	1,0	
					1,076			3,964			73,1			
					7,278			2,730			89,3			
			90,0	4,0	7,281	2,0	1,8	2,430	2,0	1,9	89,1	2,0	1,6	
			30,0	1,0	7,277	2,0	1,0	2,363	2,0	1,5	89,2	2,0	1,0	
					7,288			2,030			89,6			
												Tensão		
					Exatidão						2,5			
	Resultado (C/NC)										Conforme			

Foco (	(FF/FG)	ÚN	ICO					Di	istância Foco D	etector [cm]			65			
	Valo	res Selecion	ados	-					Valores Med	idos						
	Técnica	Campo [cm]	Tensão [kVp]	Corrente [mA]	Taxa de Kerma [mGy/min]	k	U95	Tempo [s]	k	U95	Tensão [kVp]	k	U95			
					0,534			8,099			60,9					
			63	3,3	0,533	2,0	1,8	6,865	2,0	2,0	61,4	2,0	1,6			
			00	0,0	0,535	2,0	1,0	6,932	2,0	2,0	60,8	2,0	.,,0			
					0,534			6,832			61,4					
Z Z	<u> </u>		<b>23</b> 77					1,416			4,798			75,2		
O	Normal	23		4,8	1,417	2,0 1,8	1,8	4,197	2,0	1,9	74,5	2,0	1,7			
	Homia	20		.,0	1,422			4,297	2,0	.,5	75,0					
					1,420			4,031			75,5					
					3,892			4,097			92,5					
			94	7,5	3,898	2,0	1,8	2,730	2,0	2,0	92,9	2,0	1,7			
				.,-	3,897	_,-	.,-	2,930	_,,,	_,-	92,5	_,-	.,.			
					3,903			3,030			93,5					
												Tensão				
	Exatidão (%)										3,0					
	Resultado (C/NC)											Conforme				











DATA ENSAIO: 04/08/2020 DATA EMISSÃO: 04/08/2020

### G | CAMADA SEMI-REDUTORA (CSR)

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: Tabela A da Resolução Normativa 002/DIVS/SES de18/05/2015.

Nível de Suspensão: 20% menor que os valores da tabela A. Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 8.

	VALORES	NOMINAIS			VALORES MEDIDOS					
GERADOR	Tensão [kV]	Corrente [mA]	Tensão [kV]	Tempo [s]	Dose [mGy]	Semi [mmAl]	K	Incerteza [U95]		
Alta Freq.	80,0	4,5	79,2	4,1	0,311	5,21	2,0	7,8		
RESULTADO [C/NC] C										

<sup>\*</sup>C = Conforme, NC = Não Conforme

# H | REPRODUTIBILIDADE DO CONTROLE AUTOMÁTICO DE INTENSIDADE

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 10%. Nível de Suspensão: > 20%

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 5.

Distâ	ncia Foco Det	ector	65cm				
Va	alores Nomina	nis				Valores Medido	s
Tensão [kVp]	Corrente [mA]	mAs		PPMA[mm]	Tensão [kVp]	Tempo (ms)	Taxa de Dose (mGy/min)
60,0	7,0	-		6	-	-	60,00
63,0	7,8	-		3	-	-	55,25
60,0	7,0	-		6	-	-	61,45
63,0	7,8	-		3	-	-	56,25
60,0	7,0	-		6	-	-	59,65
63,0	7,8	-		3	-	-	56,70
		2,78					
			Resultado	o Reprodutibilidade (C/NC)	:		Conforme

<sup>\*</sup>C = Conforme, NC = Não Conforme









202084/141128

DATA ENSAIO: 04/08/2020 DATA EMISSÃO: 04/08/2020

#### II DOSE E TEMPO

#### I.1 | EXATIDÃO DO INDICADOR DE PRODUTO KERMA X ÁREA (Pka)

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 20%.

Nível de Suspensão: > 40%.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 4.

#### I.2 | EXATIDÃO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 10%. Nível de Suspensão: > 20%

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.

#### 1.3 | VALORES DE TAXA DE DOSE NOS MODOS BAIXO, NORMAL E ALTO

Periodicidade: teste de aceitação, anual ou após reparos. Tolerância: Taxa Kerma baixo / Taxa Kerma normal ≤ 0,5.

Nível de suspensão: Taxa Kerma baixo / Taxa Kerma normal >1,0. Resolução Normativa N°002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.

Técnica:		Fluoro	scopia		Modo:	Norma	l 30p/s	Campo:		23,0	
SID (cm):	10	0,0	ISOCENT	TRO (cm):		-	Altura da mesa(cm)				
		Valores I	ndicados					Valores	Medidos		
Taxa de Kerma [mGy/min]	Kerma [mGy]	PKA [cGy*cm²]	Tensão [kVp]	Corrente [mA]	Tempo [s]	Tensão (kVp)	Tempo [s]	Taxa de Kerma [mGy/min]	Kerma [mGy]	Área do campo [cm²]	PKA [cGy*cm²]
-	-	58,18	70	7,3	11,00	67,50	11,17	13,83	2,57	246,96	63,54
-	-	58,88	70	7,3	11,00	67,30	11,30	13,81	2,60	246,96	64,28
-	-	56,96	70	7,3	11,00	67,40	10,93	13,80	2,52	246,96	62,21
-	-	57,66	70	7,3	11,00	67,40	11,07	13,82	2,55	246,96	62,97
	Resultados						Tempo (s)	Taxa de Kerma (mGy/min)	Kerma (mGy)	Área do campo (m²)	PKA (cGy*cm²)
	Desvio Máximo da Exatidão (%):						-1,07	-	-	-	-9,21
	Resultado (C/NC):						Conforme	-	-	-	Conforme

Técnica:		Fluoro	scopia		Modo:	Norma	l 30p/s	Campo:		17,0		
SID (cm):	10	0,0	ISOCENT	TRO (cm):		-	Altura da mesa(cm) -					
	Valores Indicados					Valores Medidos						
Taxa de Kerma [mGy/min]	Kerma [mGy]	PKA [cGy*cm²]	Tensão [kVp]	Corrente [mA]	Tempo [s]	Tensão (kVp)	Tempo [s]	Taxa de Kerma [mGy/min]	Kerma [mGy]	Área do campo [cm²]	PKA [cGy*cm²]	
-	-	41,51	73	8,2	11	70,50	11,03	17,46	3,21	130,62	41,96	
-	-	42,03	73	8,2	11	70,40	11,17	17,46	3,25	130,62	42,45	
-	-	40,76	73	8,2	11	70,40	10,53	17,44	3,06	130,62	40,02	
-	-	41,90	73	8,2	11	70,60	11,13	17,45	3,24	130,62	42,28	
	Resultados						Tempo (s)	Taxa de Kerma (mGy/min)	Kerma (mGy)	Área do campo (m²)	PKA (cGy*cm²)	
	Desvio Máximo da Exatidão (%):						0,32	-	-	-	-0,31	
	Resultado (C/NC):						Conforme	-	-	-	Conforme	









202084/141128

DATA ENSAIO: 04/08/2020 DATA EMISSÃO: 04/08/2020

Técnica:		Fluoro	scopia		Modo:	Norma	l 30p/s	Campo:		13,0	
SID (cm):		-	ISOCENT	TRO (cm):		- Altura da mesa(cm) -					
	Valores Indicados							Valores	Medidos		
Taxa de Kerma [mGy/min]	Kerma [mGy]	PKA [cGy*cm²]	Tensão [kVp]	Corrente [mA]	Tempo [s]	Tensão (kVp)	Tempo [s]	Taxa de Kerma [mGy/min]	Kerma [mGy]	Área do campo [cm²]	PKA [cGy*cm²]
-	-	21,40	77,0	8,4	11,00	74,60	10,97	20,74	3,80	63,47	24,09
-	-	22,19	77,0	8,4	11,00	74,40	11,37	20,75	3,93	63,47	24,97
-	-	21,93	77,0	8,4	11,00	74,60	11,23	20,72	3,89	63,47	24,66
-	-	21,21	77,0	8,4	11,00	74,50	10,87	20,73	3,76	63,47	23,85
		Resul	tados			Tensão (kVp)	Tempo (s)	Taxa de Kerma (mGy/min)	Kerma (mGy)	Área do campo (m²)	PKA (cGy*cm²)
	Desvio Máximo da Exatidão (%):						-1,00	-	-	-	-12,50
	Resultado (C/NC):						Conforme	-	-	-	Conforme

# KĮ RESOLUÇÃO ESPACIAL

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: > 1,0 pl/mm para campos > 25 cm e > 1,2 para campos ≤ 25cm.


Nível de Suspensão: < 0,6 pl/mm para campos >25 cm e < 0,8 pl/mm para campos  $\leq$  25 cm.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 5.

Valores medidos: indicar a ferramenta utilizada e o resultado numérico encontrado.

SID	100	D	FF			95,5			
Técnica				Fluosos	copia 30p/s				
	Campo [cm]			Campo [cm]			Campo [cm]		
	13			17		23			
MODO	pl/mm	kVp / mA	MODO	pl/mm	kVp / mA	MODO	pl/mm	kVp / mA	
Low	2	53 / 0.3	Low	2,2	54 / 0.3	Low	2,8	54 / 0,3	
Normal	2	43 / 2,8	Normal	2,2	44 / 3	Normal	2,8	43 / 2,8	
High	2	44 / 7,3	High	2,2	46 / 8	High	2,8	45 / 7,9	
Resultado:	Conf	Conforme Resultado:			orme	Resultado:	ado: Conforme		









202084/141128

DATA ENSAIO: 04/08/2020 DATA EMISSÃO: 04/08/2020

## LI RESOLUÇÃO ESPACIAL DE BAIXO CONTRASTE

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: < 4% pl/mm para campos > 25 cm e < 3 % para campos ≤ 25cm.

Nível de Suspensão: < 6% pl/mm para campos >25 cm e < 5% pl/mm para campos ≤ 25 cm.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 5.

SID	100	DFF		95,5				
Técnica	Fluoroscopia							
Campo [cm]			Campo [cm]			Campo [cm]		
13			17			23		
MODO	Discos	kVp / mA	MODO	Discos	kVp / mA	MODO	Discos	kVp / mA
Low	4 de 3%	70 / 0.6	Low	4 de 3%	71 / 0,6	Low	4 de 3%	72 / 0,7
Normal	4 de 3%	60 / 7	Normal	4 de 3%	60 / 7	Normal	4 de 3%	60 / 7,1
High	4 de 3%	62 / 15,6	High	4 de 3%	65 / 15,2	High	4 de 3%	64 / 15,2
Resultado:	Conforme		Resultado:	Conforme		Resultado:	Conforme	

### MI ALINHAMENTO DO EIXO CENTRAL DO FEIXE DE RAIOS X

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 1,5°. Nível de Suspensão: ≥ 3°.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 5.

Desvio: 0,0 Resultado: Conforme

### NI EXATIDÃO DO SISTEMA DE COLIMAÇÃO

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos. Tolerância: 0,85≤campo medido/campo indicado>1,0.

Nível de Suspensão: > 1,2.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 5.

Colimação nominal [cm]	Colimação medida [cm]	Razão		
23,00	21,50	0,93		
17,00	16,00	0,94		
13,00	12,00	0,92		
Non	23,00			
Mé	21,50			
	Colimação	Limitação do campo		
Razão Máxima:	0,94	1,50		
Resultado:	Conforme	Conforme		







R. Soldado Abelardo Mendonça Sobrinho, 211, Sala 02, Carvalho, Itajai, SC, CEP 88307-620



202084/141128

DATA ENSAIO: 04/08/2020 DATA EMISSÃO: 04/08/2020

### OI Qualidade da imagem

Periodicidade: Teste de aceitação, semanal e após reparos.

Tolerância: Item 39(e).

Nível de Suspensão: Item 39(e).

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 4.

Não Aplicável, teste realizado semanalmente pelo serviço.


## PI PARECER TÉCNICO

Segundo a Resolução Normativa N° 002/DIVS/SES (ERRATA Publicada no DOE/SC N° 20.654 de 13/11/2017), todos os testes realizados apresentaram conformidade. Sendo assim o equipamento avaliado pode operar com legitima observação e cuidados no que tange a radioproteção.


#### OBSERVAÇÕES:

- 1) A validade do relatório é de 1 ano.
- 2) O Responsável deve manter o relatório arquivado e a disposição da autoridade sanitária local.

### QI GRÁFICOS




O gráfico apresentou resposta positiva e de acordo com o comportamento esperado, característico de um equipamento Alta freguência. (60kVp 7,5p/s)



O gráfico apresentou resposta positiva e de acordo com o comportamento esperado, característico de um equipamento Alta frequência. (90kVp 30p/s)









DATA ENSAIO: 04/08/2020 DATA EMISSÃO: 04/08/2020


## RI FOTOS











RENATO D. PACIÊNCIA ESPECIALISTA EM FÍSICA DO RADIODIAGNÓSTICO



+55 (48) 3181-0368



(x) contato@safetyrad.com.br | www.safetyrad.com.br



R. Soluauo . ... 2 CEP 88307-620 R. Soldado Abelardo Mendonça Sobrinho, 211, Sala 02, Carvalho, Itajai, SC,