

202157/16117

DATA ENSAIO: 07/05/2021 DATA EMISSÃO: 07/05/2021

01| CONTRATANTE

Razão Social:	HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN	CNPJ:	60.194.990/0022-00			
Nome Fantasia:	HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAU	JSEN				
Endereço:	Endereço: Avenida Coronel Marcos Konder nº 1111, Centro - Itajaí/SC - CEP: 88301-303					

02| EQUIPAMENTO AVALIADO

Procedimento Avaliado:	Controle d	e Qualidade	Sala:		Centro Cirurgico	
Fauring page 1	MARCA	MODELO	Nº SI	ÉRIE	PATRIMÔNIO	
Equipamento:	SIEMENS)23	15905	

03| PADRÕES UTILIZADOS

Analisador:	X2 Base Unit		
	MARCA	MODELO	Nº SÉRIE
	RaySafe	8251010-6	228517
Sensor Externo:	X2 R/F Sensor		
	MARCA	MODELO	Nº SÉRIE
	RaySafe	8251010-6	231609
	Rastreabilidade:	LABPROSAUD-C160-18, LABPROSAU	JD-C161-18

04| METODOLOGIA

Os ensaios foram realizados baseando-se no procedimento de ensaio interno Nº PE-001 Revisão 00.

OBSERVAÇÃO:

A incerteza expandida de medição relatada e declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k =2, o qual para uma distribuição t com graus de liberdade efetivos (veff = infinito), corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

Este relatório só deve ser reproduzido por completo. A reprodução em partes só é permitida mediante autorização por escrito da Safety Soluções em Radioproteção. Os resultados apresentados neste relatório de ensaio referem-se exclusivamente aos corpos de prova (equipamentos) avaliados, nas condições especificadas. Este relatório atente os requisitos estabelecidos pela norma NBR ISO/IEC 17025.









202157/16117

DATA ENSAIO: 07/05/2021 DATA EMISSÃO: 07/05/2021

A | ABSORÇÃO PRODUZIDA PELA MESA OU PORTA CHASSI

Periodicidade: Teste de aceitação ou após reparos. Tolerância: ≤ 1,2 mmAl à 100 kVp. Nível de Suspensão: > 1,5 mmAl à 100 kVp. Resolução Normativa N°002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.

Não Aplicável;

B | MÍNIMA DISTÂNCIA FOCO-PELE

Periodicidade: teste de aceitação e após manutenções Tolerância: ≥ 38 cm p/ equipamentos fixos e ≥ 30 cm p equipamentos móveis. Resolução Normativa N°002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.

Valor Medido (cm): 30

Resultado: Conforme

*C = Conforme, NC = Não Conforme

C | SAIOTE PLUMBÍFERO

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos. Tolerância: atenuação ≥ 0,5 mmPb à 100 kV. Nível de Suspensão: < 0,25 mmPb à 100 kV. Resolução Normativa N°002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.

Atenuação Saiote (mmPb):

Resultado: Não Possui

*C = Conforme, NC = Não Conforme

D | SINAL SONORO NO MODO "ALTO NÍVEL"

Periodicidade: Teste de aceitação, anual e após manutenções. Tolerância: Existência de sinal sonoro no modo "alto nível". Resolução Normativa N°002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.

Resultado: Conforme

*C = Conforme, NC = Não Conforme









202157/16117

DATA ENSAIO: 07/05/2021 DATA EMISSÃO: 07/05/2021

E | MÁXIMA TAXA DE KERMA NO AR

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 50 mGy/min.

Nível de Suspensão: ≥ 100 mGy/min.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.

Isocentro	o [cm]	-	Altura da Mesa [cm]		92	SID [cm]	100	DFP [cm]	65
Técnica		FLU	IROSCOPIA NOF	RMAL		Filtra	Filtração Nominal [mmAl]		
	VALORES	NOMINAIS		VAL	ORES MED	IDOS			
Campo [cm]	Modo	Tensão [kVp]	Corrente [mA]	Taxa de Kerma [mGy/min]	k	U95	Resultado		
	BAIXO	64,2	23,5	6,072	2	1,8			
23	NORMAL	66,8	6,6	14,320	2	1,8		Conforme	
	ALTO	69,7	8,4	20,240	2	1,8			
	BAIXO	65,9	23,6	10,700	2	1,8			
17	NORMAL	73,4	7,9	21,270	2	1,8 Conform		Conforme	
	ALTO	79,3	7,5	24,800	2	1,8			

F | EXATIDÃO E REPRODUTIBILIDADE

F.1 | EXATIDÃO DO INDICADOR DA TENSÃO DO TUBO

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 10%. Nível de Suspensão: > 20%

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.

Foco (I	FF/FG)	ún	ico					Dis	stância Foco	Detector [cm]		98					
	Valo	res Selecion	iados		Valores Medidos													
	Técnica	Campo [cm]	Tensão [kVp]	Corrente [mA]	Taxa de Kerma [mGy/min]	k	U95	Tempo [s]	k	U95	Tensão [kVp]	k	U95					
					1,19			4,328			60,3							
		23 82	60	1,8	1,18	2,0	1,8	5,429	2,0	2,0	60,1	2,0	1,6					
∢			1,0	1,18	2,0	1,0	4,33	2,0	2,0	60,0	2,0	1,0						
=LUOROSCOPIA	Normal 2				1,18			3,696			60,1							
080										10,71			3,398			82,0		
JOR			7	10,71	2,0	1,8	2,965	2,0	2,0	81,9	2,0	1,6						
J					10,71	2,0	_,,	3,698	,	2,0	82,0		1,0					
					10,70			4,465			82,0							
					12,60			3,632			92,0							
			91	6,3	12,61	2,0	1,8	4,032	2,0	2,0	91,8	2,0	1,6					
				-,-	12,61	_,-	.,-	2,632	_,,,	_,,,	92,1	_,-	.,-					
	12,61							3,465			92,3							
										Tensão								
	Exatidão (%)									1,15								
					Resultado	(C/NC)						Conforme	2					





R. Soldado Abelardo Mendonça Sobrinho, 211, Sala 02, Carvalho, Itajai, SC, CEP 88307-620



DATA ENSAIO: 07/05/2021 DATA EMISSÃO: 07/05/2021

G | CAMADA SEMI-REDUTORA (CSR)

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: Tabela A da Resolução Normativa 002/DIVS/SES de18/05/2015.

Nível de Suspensão: 20% menor que os valores da tabela A. Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 8.

	VALORES	NOMINAIS		VALORES MEDIDOS							
GERADOR	Tensão [kV]	Corrente [mA]	Tensão [kV]	Tempo [ms]	Dose [mGy]	Semi [mmAl]	K	Incerteza [U95]			
-	60,0	1,8	60,1	4,4	0,088	3,71	2,0	7,8			
			RESULTA	RESULTADO [C/NC]							

^{*}C = Conforme, NC = Não Conforme

H | REPRODUTIBILIDADE DO CONTROLE AUTOMÁTICO DE INTENSIDADE

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 10%. Nível de Suspensão: > 20%

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 5.

	ia Foco ector	98							
Val	ores Nomin	ais	0		los				
Tensão [kVp]	Corrente [mA]	mAs	Cu (mm)	Tensão [kVp]	Tempo (ms)	Taxa de Dose (μGy/min)			
65,2	4,7	-	1	-	-	149,6			
71,7	8,4	-	2	-	-	102,9			
65,2	4,7	-	1	-	-	154,8			
71,7	8,4	-	2	-	-	104,2			
65,2	4,7	-	1	-	-	161,9			
71,7	8,4	-	2	-	-	102,3			
	Reprodutibilidade (%):								
	Resultado Reprodutibilidade (C/NC):								

^{*}C = Conforme, NC = Não Conforme









DATA ENSAIO: 07/05/2021 DATA EMISSÃO: 07/05/2021

II DOSE E TEMPO

I.1 | EXATIDÃO DO INDICADOR DE PRODUTO KERMA X ÁREA (Pka)

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 20%.

202157/16117

Nível de Suspensão: > 40%.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 4.

I.2 | EXATIDÃO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 10%. Nível de Suspensão: > 20%

Resolução Normativa N°002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.

1.3 | VALORES DE TAXA DE DOSE NOS MODOS BAIXO, NORMAL E ALTO

Periodicidade: teste de aceitação, anual ou após reparos. Tolerância: Taxa Kerma baixo / Taxa Kerma normal ≤ 0.5.

Nível de suspensão: Taxa Kerma baixo / Taxa Kerma normal >1,0. Resolução Normativa N°002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.

Técnica:	nica: Fluoroscopia				Modo:	Nor	mal	Campo:		23,0		
SID (cm):	ID (cm): 100,0 ISOCENTRO (cm)			NTRO (cm):		- Altura da mesa(cm)				92,0		
		Valores I	ndicados	3				Valores	Medidos			
Taxa de Kerma [mGy/min]	Kerma [mGy]	PKA [µGy*m²]	Tensão [kVp]	Corrente [mA]	Tempo [ms]	Tensão (kVp)	Tempo [ms]	Taxa de Kerma [mGy/min]	Kerma [mGy]	Área do campo [m²]	PKA [µGy*m²]	
15,90	2,50	40,39	67,7	6,6	10000	67,0	10020	14,32	2,39	0,0143	34,14	
15,90	2,50	40,49	67,7	6,6	10000	67,0	9995	14,34	2,39	0,0143	34,24	
15,90	2,60	40,74	67,7	6,6	10000	66,9	10080	14,33	2,41	0,0143	34,50	
15,90	2,60	40,72	67,7	6,6	10000	67,1	10120	14,35	2,41	0,0143	34,49	
	Resultados						Tempo (ms)	Taxa de Kerma (mGy/min)	Kerma (mGy)	Área do campo (m²)	PKA (µGy*m²)	
	Desvio Máximo da Exatidão (%):						-0,54	9,84	5,88	-	15,38	
		Resultad	o (C/NC):			Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	-	Conforme	

Técnica:		Fluoro	scopia		Modo:	Nor	mal	Campo:		17,0	
SID (cm):	D (cm): 100,0 ISOCENTRO (cm):				-	- Altura da mesa(cm)			92,0		
		Valores I	ndicados	3				Valores	Medidos		
Taxa de Kerma [mGy/min]	Kerma [mGy]	PKA [µGy*m²]	Tensão [kVp]	Corrente [mA]	Tempo [ms]	Tensão (kVp)	Tempo [ms]	Taxa de Kerma [mGy/min]	Kerma [mGy]	Área do campo [m²]	PKA [µGy*m²]
25,60	4,20	36,65	73,6	7,9	10000	73,0	10050	21,27	3,56	0,0082	29,05
25,60	4,30	37,64	73,6	7,9	10000	73,3	10320	21,32	3,65	0,0082	29,84
25,60	4,10	36,30	73,6	7,9	10000	73,1	9955	21,31	3,53	0,0082	28,80
25,60	4,20	37,40	73,6	7,9	10000	73,2	10260	21,34	3,63	0,0082	29,65
	Resultados						Tempo (ms)	Taxa de Kerma (mGy/min)	Kerma (mGy)	Área do campo (m²)	PKA (μGy*m²)
	Desvio Máximo da Exatidão (%):					0,61	-1,46	16,76	14,51	-	20,71
	Resultado (C/NC):						Conforme	Conforme	Conforme	-	Não Conforme

^{*}C = Conforme, NC = Não Conforme









202157/16117

DATA ENSAIO: 07/05/2021 DATA EMISSÃO: 07/05/2021

K| RESOLUÇÃO ESPACIAL

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: > 1,0 pl/mm para campos > 25 cm e > 1,2 para campos \leq 25cm. Nível de Suspensão: < 0,6 pl/mm para campos > 25 cm e < 0,8 pl/mm para campos \leq 25 cm.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 5.

Valores medidos: indicar a ferramenta utilizada e o resultado numérico encontrado

SID	100		DFF	3			
Técnica			Fluoroscopia				
	Campo [cm]		Campo [cm]				
	23		17				
MODO	pl/mm	kVp / mA	MODO	pl/mm	kVp / mA		
Low 10 P/s	2,5	44,8 / 3,9	Low 10 P/s	3,1	48,2 / 4,6		
Normal 20 P/s	2,5	52 / 0,4	Normal 20 P/s	3,1	54,8 / 0,5		
High 20 P/s	2,5	54,8 / 0,5	High 20 P/s	3,1	56,3 / 0,9		

LI RESOLUÇÃO ESPACIAL DE BAIXO CONTRASTE

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.


Tolerância: < 4% pl/mm para campos > 25 cm e < 3 % para campos ≤ 25cm.


Nível de Suspensão: < 6% pl/mm para campos >25 cm e < 5% pl/mm para campos ≤ 25 cm.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 5.

SID	100		DFF	3			
Técnica			Fluoroscopia				
	Campo [cm]		Campo [cm]				
	23		17				
MODO	Discos	kVp / mA	MODO	Discos	kVp / mA		
Low	4 de 3%	58,3 / 19,7	Low	4 de 3%	60,2 / 23,5		
Normal	4 de 3%	61,5 / 2,2	Normal	4 de 3%	63 / 3,1		
High	4 de 3%	63 / 3,3	High	4 de 3%	65,3 / 4,7		
Resultado:	Conf	orme	Resultado: Conforme				









202157/16117 DATA ENSAIO: 07/05/2021 DATA EMISSÃO: 07/05/2021

MI ALINHAMENTO DO EIXO CENTRAL DO FEIXE DE RAIOS X

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 1,5°. Nível de Suspensão: ≥ 3°.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 5.

Desvio: 0
Resultado: Conforme

NI EXATIDÃO DO SISTEMA DE COLIMAÇÃO

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: 0,85≤campo medido/campo indicado>1,0. Nível de Suspensão: > 1,2.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 5.

Colimação nominal [cm]	Colimação medida [cm]	Razão
23,00	20,50	0,89
17,00	15,50	0,91
Nomin	al:	23,00
Média	a:	20,50
	Colimação	Limitação do campo
Razão Máxima:	0,91	2,50
Resultado:	Conforme	Conforme

O| Qualidade da imagem

Periodicidade: Teste de aceitação, semanal e após reparos.

Tolerância: Item 39(e).

Nível de Suspensão: Item 39(e).

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 4.

Não Aplicável, teste realizado semanalmente pelo serviço.

PI PARECER TÉCNICO

Segundo a Resolução Normativa N° 002/DIVS/SES (ERRATA Publicada no DOE/SC N° 20.654 de 13/11/2017), o teste realizado que apresentou não conformidade é o de "EXATIDÃO DO INDICADOR DE PRODUTO KERMA X ÁREA (Pka)". O restante dos testes encontra-se conforme.

1) EXATIDÃO DO INDICADOR DE PRODUTO KERMA X ÁREA (Pka), tem tolerância de 20% e nível se suspensão 40%. Tanto o campo de 23cm quanto o campo de 17cm encontram-se fora das exigências legais e em nível de suspensão, conforme item (I.1) e tabelas Item (I). Favor providenciar ajuste.


OBSERVAÇÕES:

- 1) A validade do relatório é de 1 ano.
- 2) O Responsável deve manter o relatório arquivado e a disposição da autoridade sanitária local.












202157/16117

DATA ENSAIO: 07/05/2021 DATA EMISSÃO: 07/05/2021

QI GRÁFICOS




O gráfico apresentou resposta positiva e de acordo com o comportamento esperado, característico de um equipamento Alta Frequência.

RI FOTOS









RENATO D. PACIÊNCIA ESPECIALISTA EM FÍSICA DO RADIODIAGNÓSTICO

+55 (48) 3181-0368



contato@safetyrad.com.br | www.safetyrad.com.br

