

DATA ENSAIO: 09/07/2021 DATA EMISSÃO: 09/09/2021

01| CONTRATANTE

Razão Social:	IPMMI - Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen CNPJ:	60.194.990/0022-00
Nome Fantasia:	Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen	
Endereço:	Av Coronel Marcos Konder nº 1111, Centro - Itajaí/SC - CEP: 88301-303	

02| EQUIPAMENTO AVALIADO

Procedimento Avaliado:	Controle d	e Qualidade	Sala:	SALA 02	
Fauinomente	MARCA	MODELO	Nº SÉ	RIE PATRII	MÔNIO
Equipamento:	TOSHIBA	INFX 8000V	W4F139	2028 128	830

03| PADRÕES UTILIZADOS

Analisador:	X2 Base Unit		
	MARCA	MODELO	Nº SÉRIE
	RaySafe	8251010-6	228517
Sensor Externo:	X2 R/F Sensor		
	MARCA	MODELO	Nº SÉRIE
	RaySafe	8251010-6	231609
	Rastreabilidade:	LABPROSAUD-C160-18, LABPROSAUD	P-C161-18

04| METODOLOGIA

Os ensaios foram realizados baseando-se no procedimento de ensaio interno Nº PE-001 Revisão 001.

OBSERVAÇÃO:


A incerteza expandida de medição relatada e declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k =2, o qual para uma distribuição t com graus de liberdade efetivos (veff = infinito), corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

Este relatório só deve ser reproduzido por completo. A reprodução em partes só é permitida mediante autorização por escrito da Safety Soluções em Radioproteção. Os resultados apresentados neste relatório de ensaio referem-se exclusivamente aos corpos de prova (equipamentos) avaliados, nas condições especificadas. Este relatório atente os requisitos estabelecidos pela norma NBR ISO/IEC 17025.











DATA ENSAIO: 09/07/2021 DATA EMISSÃO: 09/09/2021

A | ABSORÇÃO PRODUZIDA PELA MESA OU PORTA CHASSI

Periodicidade: Teste de aceitação ou após reparos.

Tolerância: ≤ 1,2 mmAl à 100 kVp. Nível de Suspensão: > 1,5 mmAl à 100 kVp.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.

Não Aplicável;

B | MÍNIMA DISTÂNCIA FOCO-PELE

Periodicidade: teste de aceitação e após manutenções

Tolerância: ≥ 38 cm p/ equipamentos fixos e ≥ 30 cm p equipamentos móveis.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.

Valor Medido (cm): 48

Resultado: Conforme

*C = Conforme, NC = Não Conforme

C | SAIOTE PLUMBÍFERO

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: atenuação ≥ 0,5 mmPb à 100 kV. Nível de Suspensão: < 0,25 mmPb à 100 kV.

Resolução Normativa N°002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.

Atenuação Saiote (mmPb): 0,5
Resultado: Conforme

*C = Conforme. NC = Não Conforme

D | SINAL SONORO NO MODO "ALTO NÍVEL"

Periodicidade: Teste de aceitação, anual e após manutenções. Tolerância: Existência de sinal sonoro no modo "alto nível". Resolução Normativa N°002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.


Resultado: Conforme

*C = Conforme, NC = Não Conforme











DATA ENSAIO: 09/07/2021 DATA EMISSÃO: 09/09/2021

E | MÁXIMA TAXA DE KERMA NO AR

E.1 | MÁXIMA TAXA DE KERMA NO AR

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 50 mGy/min.

Nível de Suspensão: ≥ 100 mGy/min.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.

Isocent	ro [cm]	isso	Altura da	Mesa [cm]	mesa	SID [cm]	sid	DFP [cm]	dfp	
Técnica			MODO1	-		Filtraç	ão Nominal	[mmAl]	mmAl	
	VALORES I	NOMINAIS		VAL	ORES MED	IDOS				
Campo [cm]	Modo	Tensão [kVp]	Corrente [mA]	Taxa de Kerma [mGy/min]	k	U95	Resultado			
	LOW	80	12	0,701	2	1,8				
20,32	NORMAL	70	15	3,944	2	1,8	Conforme			
	HIGH	80	10	1,288	2	1,8				
	LOW	80	14	0,979	2	1,8				
17,78	NORMAL	70	18	5,712	2	1,8		Conforme		
	HIGH	80	13	1,844	2	1,8				
	LOW	80	16	1,162	2	1,8				
15,24	NORMAL	70	22	6,972	2	1,8		Conforme		
	HIGH	80	15	2,336	2	1,8				
	LOW	80	18	1,437	2	1,8				
12,7	NORMAL	70	25	8,282	2	1,8	Conforme			
	HIGH	80	16	2,688	2	1,8				

F | EXATIDÃO E REPRODUTIBILIDADE


F.1 | EXATIDÃO DO INDICADOR DA TENSÃO DO TUBO

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.


Tolerância: ≤ 10%. Nível de Suspensão: > 20%

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.











202179/74755

DATA ENSAIO: 09/07/2021 DATA EMISSÃO: 09/09/2021

Foco (F	FF/FG)	ÚN	ICO					Dist	ância Foco D			10. 09/09/	60	
	Valo	res Selecion	ados						Valores Medido)S				
	Técnica	Campo [cm]	Tensão [kVp]	Corrente [mA]	Taxa de Kerma [mGy/min]	k	U95	Tempo [s]	k	U95	Tensão [kVp]	k	U95	
					0,68			8,64			57,90			
			58	10	0,68	2,00	1,80	5,93	2,18	2,79	57,70	2,01	1,69	
≤			30	10	0,69	2,00	1,00	4,92	2,10	۷,/۶	58,80	∠,∪ 1	1,09	
30P					0,69			5,11			58,50			
30S(Normal 15		15 68			0,59			8,12			67,80		
JOO.	Normal	15		10	0,59	2,07	2,21	5,65	2,65	4,95	68,10	2,01	1,67	
Ī	Ivoimai	10		00	10	0,60	2,07	2,21	6,77	2,00	1,50	68,30	2,01	1,07
					2,88			0,74			68,90			
					1,39			6,26			81,00			
			80	17	1,36	2,00	1,80	9,19	2,32	3,44	81,40	2,00	1,61	
			00	.,	1,44	2,00	1,00	3,88	2,02	0,11	81,30	2,00	1,01	
					1,40			5,05			81,40			
	Tensão													
	Exatidão (%)										1,59			
					Resultado	(C/NC)						Conform	e e	

G | CAMADA SEMI-REDUTORA (CSR)

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: Tabela A da Resolução Normativa 002/DIVS/SES de18/05/2015.

Nível de Suspensão: 20% menor que os valores da tabela A. Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 8.


GERADOR	VALORES	NOMINAIS			VALORI	ES MEDIDOS					
OLNADON	Tensão	Corrente	Tensão	Tempo	Dose	Semi		Incerteza			
Alta	[kV]	[mA]	[kV]	[ms]	[mGy]	[mmAl]	K	[U95]			
Frequencia	58,0	10	58,2	6,1	0,069	3,72	2,0	7,8			
	RESULTADO [C/NC] C										

^{*}C = Conforme, NC = Não Conforme











DATA ENSAIO: 09/07/2021 DATA EMISSÃO: 09/09/2021

H | REPRODUTIBILIDADE DO CONTROLE AUTOMÁTICO DE INTENSIDADE

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 10%. Nível de Suspensão: > 20%

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 5.

Distânc Dete	ia Foco ector	60								
Val	ores Nomin	ais		Valores Medidos						
Tensão [kVp]	Corrente [mA]	mAs	PPMA[mm]	Tensão [kVp]	Tempo (ms)	Taxa de Dose (mGy/min)				
71	22	-	6	-	-	15,2				
73	40	-	3	-	-	16,2				
71	22	-	6	-	-	15,3				
73	40	-	3	-	-	16,2				
71	22	-	6	-	-	15,4				
73	40	-	3	-	-	16,4				
	Reprodutibilidade (%):									
	Resultado Reprodutibilidade (C/NC):									

^{*}C = Conforme, NC = Não Conforme

II DOSE E TEMPO

I.1 | EXATIDÃO DO INDICADOR DE PRODUTO KERMA X ÁREA (Pka)

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 20%.

Nível de Suspensão: > 40%.


Resolução Normativa N°002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 4.


1.2 | EXATIDÃO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.


Tolerância: ≤ 10%. Nível de Suspensão: > 20%

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.











DATA ENSAIO: 09/07/2021 DATA EMISSÃO: 09/09/2021

Técnica:		Cardio	o 15f/s		Modo:	Norr	mal	Campo:		20,3	
SID (cm):	90	0,0	ISOCENT	ΓR0 (cm):	106,5 Altura da			mesa(cm)		91,5	
	,	Valores I	ndicados					Valores N	/ledidos		
Taxa de Kerma [mGy/min]	Kerma [mGy]	PKA [Gy*cm²]	Tensão [kVp]	Corrente [mA]	Tempo [ms]	Tensão [kVp]	Tempo [ms]	Taxa de Kerma [mGy/min]	Kerma [mGy]	Área do campo [cm²]	PKA [Gy*cm²]
0,80	0,18	0,026	70	13	12000	69,40	12490	1,24	0,25	121,00	0,031
0,80	0,18	0,025	70	13	12000	70,50	12550	1,21	0,25	121,00	0,030
0,80	0,18	0,026	70	13	12000	69,60	12570	1,25	0,26	121,00	0,031
0,80	0,18	0,025	70	13	12000	70,30	12570	1,21	0,25	121,00	0,030
	Resultados						Tempo [ms]	Taxa de Kerma [mGy/min]	Kerma [mGy]	Área do campo [cm²]	PKA [Gy*cm²]
	Desvi	o Máximo	da Exatidá	ăo (%):		0,07	-4,54	-53,31	-40,58	-	-19,37
		Resultad	o (C/NC):			Conforme	Conforme	-	-	-	Conforme

Técnica:		Cardio	o 15f/s		Modo:	Norr	mal	Campo:		17,8		
SID (cm):	9(0,0	ISOCEN	ΓR0 (cm):	10	06,5 Altura da mesa(cm)				91,5		
		Valores I	ndicados	;		Valores Medidos						
Taxa de Kerma [mGy/min]	Kerma [mGy]	PKA [Gy*cm²]	Tensão [kVp]	Corrente [mA]	Tempo [ms]	Tensão [kVp]	Tempo [ms]	Taxa de Kerma [mGy/min]	Kerma [mGy]	Área do campo [cm²]	PKA [Gy*cm²]	
1,10	0,26	0,0282	70	15	12000	69,80	12510	1,70	0,35	90,25	0,0311	
1,10	0,25	0,0274	70	15	12000	70,50	12510	1,66	0,34	90,25	0,0306	
1,10	0,26	0,0279	70	15	12000	69,80	12520	1,70	0,34	90,25	0,0311	
1,10	0,26	0,0278	70	15	12000	70,20	12650	1,66	0,34	90,25	0,0309	
	Resultados						Tempo [ms]	Taxa de Kerma [mGy/min]	Kerma [mGy]	Área do campo [cm²]	PKA [Gy*cm²]	
	Desvio Máximo da Exatidão (%):						-4,56	-52,68	-33,14	-	-11,19	
		Resultad	o (C/NC):			Conforme	Conforme	-	-	-	Conforme	









DATA ENSAIO: 09/07/2021 DATA EMISSÃO: 09/09/2021

Técnica:		Cardio	15f/s		Modo:	Norr	mal	Campo:		15,2	
SID (cm):	90),0	ISOCENT	ΓR0 (cm):	11	06,5 Altura da mesa(cm)			91,5		
	,	Valores I	ndicados	1		Valores Medidos					
Taxa de Kerma [mGy/min]	Kerma [mGy]	PKA [Gy*cm²]	Tensão [kVp]	Corrente [mA]	Tempo [ms]	Tensão [kVp]	Tempo [ms]	Taxa de Kerma [mGy/min]	Kerma [mGy]	Área do campo [cm²]	PKA [Gy*cm²]
1,50	0,32	0,0255	70	17	12000	69,70	12560	2,07	0,42	68,89	0,0287
1,50	0,32	0,0256	70	17	12000	70,30	12900	2,02	0,42	68,89	0,0289
1,50	0,32	0,0254	70	17	12000	69,60	12560	2,05	0,42	68,89	0,0287
1,50	0,31	0,0248	70	17	12000	70,30	12500	2,02	0,41	68,89	0,0280
		Resul	tados			Tensão [kVp]	Tempo [ms]	Taxa de Kerma [mGy/min]	Kerma [mGy]	Área do campo [cm²]	PKA [Gy*cm²]
	Desvi	o Máximo	da Exatidã	ăo (%):		0,04	-5,25	-35,85	-30,61	-	-12,80
		Resultad	o (C/NC):			Conforme	Conforme	-	-	-	Conforme

Técnica:		Cardio	15f/s		Modo:	Norr	mal	Campo:		12,7	
SID (cm):	90),0	ISOCEN	ΓR0 (cm):	1(106,5 Altura da mesa(cm)			91,5		
	,	Valores I	ndicados	;		Valores Medidos					
Taxa de Kerma [mGy/min]	Kerma [mGy]	PKA [Gy*cm²]	Tensão [kVp]	Corrente [mA]	Tempo [ms]	Tensão [kVp]	Tempo [ms]	Taxa de Kerma [mGy/min]	Kerma [mGy]	Área do campo [cm²]	PKA [Gy*cm²]
1,70	0,36	0,0197	70	18	12000	69,70	12490	2,28	0,46	49,00	0,0224
1,70	0,35	0,0193	70	18	12000	70,10	12500	2,23	0,45	49,00	0,0221
1,70	0,36	0,0197	70	18	12000	69,50	12510	2,29	0,46	49,00	0,0226
1,70	0,35	0,0192	70	18	12000	70,40	12450	2,24	0,45	49,00	0,0220
	Resultados						Tempo [ms]	Taxa de Kerma [mGy/min]	Kerma [mGy]	Área do campo [cm²]	PKA [Gy*cm²]
	Desvio Máximo da Exatidão (%):						-4,06	-32,88	-27,85	-	-14,19
		Resultad	o (C/NC):			Conforme	Conforme	-	-	-	Conforme

^{*}C = Conforme, NC = Não Conforme









DATA ENSAIO: 09/07/2021 DATA EMISSÃO: 09/09/2021

KI RESOLUÇÃO ESPACIAL

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: > 1,0 pl/mm para campos > 25 cm e > 1,2 para campos \leq 25cm. Nível de Suspensão: < 0,6 pl/mm para campos > 25 cm e < 0,8 pl/mm para campos \leq 25 cm.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 5.

Valores medidos: indicar a ferramenta utilizada e o resultado numérico encontrado.

SID	100	D	FF					60				
Técnica					Fl	uoroscopia Puls	ada 15fps					
	Campo [cm]			Campo [cm]			Campo [cm]			Campo [cm]		
	20,32			17,78			15,24			12,7		
MODO	pl/mm	kVp / mA	MODO	pl/mm	kVp / mA	MODO	pl/mm	kVp / mA	MODO	pl/mm	kVp / mA	
Low	2,2	54 / 10	Low	2,2	57 / 10	Low	2,2	63 / 10	Low	2,2	66 / 10	
Normal	2,2	54 / 10	Normal	2,5	57 / 10	Normal	2,5	63 / 10	Normal	2,5	66 / 10	
High	2,2	50 / 10	High 2,5 55 / 10			High	2,5	60 / 10	High	2,5	62 / 10	
Resultado:	Conf	orme	Resultado: Conforme			Resultado:	Con	forme	Resultado:	esultado: Conforme		

^{*}C = Conforme, NC = Não Conforme

L| RESOLUÇÃO ESPACIAL DE BAIXO CONTRASTE

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.


Tolerância: < 4% pl/mm para campos > 25 cm e < 3 % para campos ≤ 25cm.


Nível de Suspensão: < 6% pl/mm para campos >25 cm e < 5% pl/mm para campos < 25 cm.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 5.

SID	100	DFF		60							
Técnica	Fluoroscopia Pulsada 15fps										
Campo [cm]			Campo [cm]			Campo [cm]		Campo [cm]			
20,32			17,78			15,24		12,7			
MODO	Discos	kVp / mA	MODO	Discos	kVp / mA	MODO	Discos	kVp / mA	MODO	Discos	kVp / mA
Low	4 de 3%	70 / 18	Low	4 de 3%	68 / 21	Low	4 de 3%	69 / 26	Low	4 de 3%	69 / 30
Normal	4 de 3%	69 / 19	Normal	4 de 3%	69 / 20	Normal	4 de 3%	69 / 26	Normal	4 de 3%	69 / 30
High	4 de 3%	77 / 10	High	4 de 3%	77 / 16	High	4 de 3%	77 / 14	High	4 de 3%	77 / 19
Resultado:	Conforme		Resultado:	Conforme		Resultado:	Conforme		Resultado:	Conforme	









DATA ENSAIO: 09/07/2021 DATA EMISSÃO: 09/09/2021

MI ALINHAMENTO DO EIXO CENTRAL DO FEIXE DE RAIOS X

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 1,5°. Nível de Suspensão: ≥ 3°.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 5.

Desvio: 0
Resultado: Conforme

NI EXATIDÃO DO SISTEMA DE COLIMAÇÃO

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: 0,85≤campo medido/campo indicado>1,0. Nível de Suspensão: > 1,2.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 5.

Colimação nominal [cm]	Colimação medida [cm]	Razão							
20,32	18,50	0,91							
17,78	16,00	0,90							
15,24	13,50	0,89							
12,70	11,50	0,91							
No	20,32								
M	18,50								
	Colimação	Limitação do campo							
Razão Máxima:	0,91	1,82							
Resultado:	Conforme	Conforme							

O| Qualidade da imagem

Periodicidade: Teste de aceitação, semanal e após reparos.

Tolerância: Item 39(e).

Nível de Suspensão: Item 39(e).

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 4.

Não Aplicável, teste realizado semanalmente pelo serviço.

PI PARECER TÉCNICO

Segundo a Resolução Normativa N° 002/DIVS/SES (ERRATA Publicada no DOE/SC N° 20.654 de 13/11/2017), todos os testes realizados apresentaram conformidade. Sendo assim o equipamento avaliado pode operar com legitima observação e cuidados no que tange a radioproteção.


OBSERVAÇÕES:

- 1) A validade do relatório é de 1 ano.
- 2) O Responsável deve manter o relatório arquivado e a disposição da autoridade sanitária local.












79/74/55 DATA ENSAIO: 09/07/2021 DATA EMISSÃO: 09/09/2021

QI GRÁFICOS



O gráfico apresentou resposta positiva e de acordo com o comportamento esperado, característico de um equipamento onda pulsada.

R| FOTOS







RENATO D. PACIÊNCIA ESPECIALISTA EM FÍSICA DO RADIODIAGNÓSTICO





